



Harvard UltraFill

Spritze 3 g A3 E



Artikelnr.: 131860
Hersteller: Harvard Dental International
Gewicht: 0.03 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 35 mm
Länge: 161 mm

€ 37,22

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g A3 E

Harvard UltraFill ist ein Ultra Gloss und opaleszentes, High Performance Composite für anteriore und posteriore Restaurationen. Herausragendes Merkmal von *Harvard UltraFill* ist die einfache Polierbarkeit und der schnell mit normalen Werkzeugen zu erzielende über sehr lange Zeit dauerhafte Hochglanz. Die so erreichte perfekte und natürliche Ästhetik schafft mit seinen glatten Oberflächen für den Patienten ein angenehmes Gefühl bei gleichzeitiger Reduzierung der Plaquebildung. Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften, ein gutes Handling – Material klebt nicht am Instrument – ein geringer Schrumpf sowie eine super-sichere Verarbeitung sind dieses Spitzenmaterial auszeichnende Eigenschaften. *Harvard UltraFill* bietet eine große Vielfalt an Vita®- und Spezialfarben in Universal- und Multi- Opazitäten mit sehr leichter Farbanpassung („Chamäleon-Effekt“) sowie einer zahnartigen natürlichen Opaleszenz. *Harvad UltraFill* ist als 3 g Spritze und als 20 x 0.25 g OptiTip erhältlich.