



Diamant TFG 199

Packung 5 Stück FG, Figur 199, ISO 016



Artikelnr.: 132001
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 63 mm
Länge: 98 mm

€ 27,05

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer FG, Figur 199, ISO 016

Turboschleifer vergoldet, hygienisch und schneiden schneller.

Unsere Turbodiamanten (TFG) aus der Löwenfamilie arbeiten:

- schneller, weil die Kanten jeder Spiralwindung wie eine zusätzliche Schneide wirken
- schnittfreudig und ausdauernd, da der Abrieb in den glatten goldbeschichteten Rillen abtransportiert wird und nicht das Diamantkorn zusetzt
- sehr sicher, da die Spiralen so angeordnet sind, dass der Schleifer in die Turbine und der Abrieb zur Spitze des Instruments gedrückt wird
- (X) schwarz extra grob (~ 180 µm), (N) farblos normal (~80-120 µm)