



Best Metal Primer

Flasche 5 ml



Artikelnr.: 132034
Hersteller: bisico
Gewicht: 0.036 kg
Höhe: 27 mm
Breite: 57 mm
Länge: 145 mm

€ 98,04

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml

Haftvermittler auf Basis von Methyl-Methacrylaten, der zwischen Kunststoffen / Kompositen und Metallen aller Art eine gute, lang dauernde Bindung herstellt.

- Keine Lichthärtung notwendig
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Sehr gutes Adaptionsverhalten (leichtes Auftragen)
- Haftvermittler für Metalle aller Art
- Homogene Metallbeschichtung
- Starke Haftung zwischen Metall- und Kunststoffmaterialien