



Diamanten 807

Packung 3 Stück Standard, HP, Figur 225 umgekehrter Kegel, 4 mm, ISO 016



Artikelnr.: 132446
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 7,84

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten Standard, HP, Figur 225 umgekehrter Kegel, Kopflänge: 4 mm, ISO 016

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik