



Prophylaxis Cups

Packung 100 Stück rosa soft, RA, Figur 034, 9 mm, ISO 060



Artikelnr.: 132990
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 29 mm
Breite: 52 mm
Länge: 78 mm

€ 30,28

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer rosa soft, RA, Figur 034, Kopflänge: 9 mm, ISO 060

Polierer mit Plastik-Winkelstückschaft und Spritzschutz, verhindert ein Eindringen der Polierpaste ins Winkelstück. Zur Einmalanwendung mit Polierpaste, nicht autoklavierbar.

- Prophylaxe
- Drehzahl max. 10.000 U/min., opt. 1.500 U/min.