

## Cavitron® Steri-Mate® Handstück

Stück ohne Kabel

---



Artikelnr.: 133392  
Hersteller: Hager & Werken  
Gewicht: 0.198 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 107 mm  
Länge: 220 mm

**€ 336,29**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Handstück ohne Kabel

- Handstück für das Cavitron Touch Gerät und Cavitron 300 Gerät
- Abnehmbar
- Im Radius von 360° frei am Anschlussschlauch drehbar
- Ergonomisch optimierter Griff
- Autoklavierbar