



WL-dry

Starter Set



Artikelnr.: 133839
Hersteller: ALPRO MEDICAL
Gewicht: 3.25 kg
Höhe: 240 mm
Breite: 140 mm
Länge: 200 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Starter Set 2 x 500 ml Flasche WL-clean, 2 x 500 ml Flasche WL-cid, 2 x 300 ml Flasche WL-dry

Medizinisch reines Trocknungsspray zur Reinigungsunterstützung nach der Reinigung und/ oder Desinfektion der Innenflächen von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten (Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope).