



WL-cid

Starter Set 500 ml Sprühdose WL-cid, 300 ml Sprühdose WL-dry



Artikelnr.: 133843

Hersteller: ALPRO MEDICAL

Gewicht: 1.037 kg

Höhe: 260 mm

Breite: 130 mm

Länge: 90 mm

€ 42,95

Zzgl. MwSt.

Starter Set 500 ml Sprühdose WL-cid, 300 ml Sprühdose WL-dry

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion (Innen- und Außenflächen) von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke nach der nicht proteinfixierenden Vorreinigung mit WL-clean. Aldehyd- und phenolfrei. Wirkt bakterizid, mykobakterizid (*Mycobacterium terrae* und *Mycobacterium avium*), fungizid, viruzid nach EN 14476 und EN 16777 gegen unbehüllte Polio-, Adeno-, Nori- und Polyomaviren (SV 40), sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza. Wirkstofflösung ist VAH/DGHM zertifiziert.