



IPS Natural Die Farbschlüssel

Stück



Artikelnr.: 13456
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.077 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 80 mm
Länge: 158 mm

€ 67,43

Zzgl. MwSt.

Stück Massenfarbschlüssel

Mit dem IPS Natural Die Material (=Stumpfmateriale) Farbschlüssel wird die Stumpffarbe nach der Präparation ermittelt. Der Zahntechniker stellt dann aus dem lichthärtenden Material einen dem Zahn des Patienten nachempfundenen Modellstumpf her. Dieser simuliert die Farbe des präparierten Zahnes und bietet so eine optimale Basis für die Farb- und Helligkeitseinstellung.