



## Hoffmann's Glaswachs

Packung 70 g Glaswachs, gelb



Artikelnr.: 13504

Hersteller: Hoffmann Dental Manufaktur

Gewicht: 0.09 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 60 mm

Länge: 106 mm

**€ 21,24**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 70 g Glaswachs, gelb

*Hoffmann's Glaswachs* ist ein Klebewachs für den zahntechnischen Gebrauch und für folgende Arbeiten empfohlen

- Ausblocken von Unterschnitten am Modell
- Fixieren zu lötvender Teile vor der Lötmodellherstellung
- Kronen- und Brückenmodellation
- Bruchreparaturen von Prothesen
- Fixieren von Ober- und Unterkiefer zum Einsetzen im Artikulator
- Hoffmann's Wachs besteht aus hochwertigen Naturrohstoffen und verbrennt rückstandsfrei