



## Aqualizer™

Stück ultra high



Artikelnr.: 13509  
Hersteller: Dentrade  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 165 mm  
Länge: 67 mm

**€ 33,76**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Relaxationsschiene ultra high

Der *Aqualizer™* ist eine sofort einsetzbare Schiene bei CMD Beschwerden. Kieferorthopädische Behandlungen, einfache restaurative Eingriffe wie z. B. Zahnfüllungen, Kronen, Brücken beeinflussen das Aufeinanderpassen der Zähne. Ist die Okklusion durch solche Eingriffe verändert, kommt es zu Okklusionsstörungen, die kompensiert werden. Dadurch kommt es zu leichten Verschiebungen im Kiefergelenk und zu einseitigen Schonhaltungen, die zu Überbelastungen beteiligter Strukturen führen können. Dieses Krankheitsbild bezeichnet man als CMD Syndrom (Cranio Mandibuläre Dysfunktion). Als akute Soforthilfe bei ist der *Aqualizer™* für fast alle Patienten geeignet. Die Anwendung ist sehr einfach und effektiv in der Wirkung. Muskuläre Verspannungen können mit einem *Aqualizer™* schnell entspannt werden. Die nach dem hydrostatischen Prinzip aufgebaute Schnell-Schiene passt sich automatisch an die physiologischen Gegebenheiten des Patienten an. Alle *Aqualizer™* Modelle sind in den drei verschiedenen Bisshöhen High, Medium und Low erhältlich.