



## RelyX™ Unicem

Trial Kit Aplicap Kapseln



Artikelnr.: 13766

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.222 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 125 mm

Länge: 195 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

**Trial Kit 20 Aplicap Kapseln (10 x A2 universal, 6 x transluzent, 4 x A3 opak)**

Der 3M™ RelyX™ Unicem Selbstadhäsive Komposit-Befestigungszement im 3M™ Aplicap™ System.

- Höchste Neutralisierung (pH-Wert) nach 24 Stunden
  - Hervorragende Haftung an verschiedenen Materialien
  - Verarbeitungszeit (inkl. Mischen): 2:00 Min.
  - Lichthärtung: einflächig, von okklusal 0:20 Min., jede weitere Fläche zusätzlich 0:20 Min.
  - Selbsthärtung (ab Mischbeginn): Polymerisationsbeginn: 2:00 Min.
  - Polymerisationsende: 5:00 Min.
  - Polymerisationsende: RelyX™ Unicem Aplicap 5:00 Min.
- 
- Inlays, Onlays, Kronen und Brücken (Vollkeramik, Komposit, Metall) Wurzelstifte
  - Zwei- oder dreigliedrige Maryland-Brücken (Selektive Schmelzätzung vorgeschrieben)
  - Dreigliedrige Inlay- / Onlaybrücken (Selektive Schmelzätzung vorgeschrieben)
  - Vollkeramik-, Komposit- und Metall-Restaurationen auf Implantat-Abutments