



OmniSeal

Stück



Artikelnr.: 14204
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 8.91 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 470 mm
Länge: 500 mm

€ 426,47

Zzgl. MwSt.

Stück Versiegelungsgerät

Wartungsfreies System zur Versiegelung von Sterilisationsfolien aus Papier/Folie. Macht Heizdraht und Teflonband überflüssig. Da das Wechseln entfällt, ist das Gerät einfach und zuverlässig. Es können Papier /Polypropylen - rollen für Versiegelung des Verpackungsguts mit einer Länge von 100 oder 200 m verwendet werden.

- Schnelles, gleichmäßiges Verschweißen (ca. 3 Sekunden) ohne Pausen
- 12 mm breite, bis zu 31 cm lange Schweißnaht
- Fest eingestellter Anpressdruck
- Das Gerät meldet das Ende des Schweißvorganges optisch und akustisch
- Absolut konstante, überwachte Temperatur
- Sparsam beim Stromverbrauch
- Schweißen ohne Pausen
- Kein Wechseln von Teflonschiene und Heizdraht mehr nötig
- 12 Monate Garantie