



Honigum Pro Light

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Fast, Zubehör



Artikelnr.: 14579
Hersteller: DMG
Gewicht: 0.271 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 59 mm
Länge: 104 mm

€ 52,79

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Fast, 10 Automix-Tips, 10 Intraoral-Tips

Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon. Die Anwendungsgebiete sind für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen.

- Intelligente Fließeigenschaften
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Gut lesbarer Farbkontrast
- Unvergleichliche Zähigkeit
- Sehr hohe Reißfestigkeit