



## DIE BLOC

Spritze 2 ml Liquid



Artikelnr.: 14634  
Hersteller: Yeti  
Gewicht: 0.015 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 36 mm  
Länge: 168 mm

**€ 15,50**

*Zzgl. MwSt.*

### Spritze 2 ml Liquid

*DIE BLOC* lichthärtendes Ausblockmaterial.

- Sehr gut mit allen SPACER'n verwendbar - bildet keine Dispersionsschicht
  - Gezielt und dosiert aufzutragen durch pastöse oder flüssige Konsistenz
  - Thermostabilität beim Tauchen und Tiefziehen
  - Gebrauchsfertig in Einkomponentenspritze
- Aushärtezeit: ca. 4 - 5 min. abhängig von Materialstärke und Leistung des Lichthärtegerätes.