



Silagum Medium

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Fast, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips



Artikelnr.: 14706
Hersteller: DMG
Gewicht: 0.252 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 61 mm
Länge: 107 mm

€ 42,15

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Fast, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Mittelviskoses Abformmaterial auf A-Silikonbasis. Für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Unterfütterungs- und Funktionsabformungen, Druckstellenermittlung.

- Ausgezeichnetes Anfließverhalten
- Gute Standfestigkeit
- In zwei Versionen erhältlich: normal- und schnellhärtend