



## Honigum Pro Heavy

Packung 380 ml Doppelkartusche Fast, 10 MixStar-Tips

---



Artikelnr.: 14722  
Hersteller: DMG  
Gewicht: 0.939 kg  
Höhe: 120 mm  
Breite: 127 mm  
Länge: 197 mm

**€ 86,67**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 380 ml Doppelkartusche Silikon Fast, 10 MixStar-Tips

Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikonem.

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität