



HOFFMANN'S KUPFER CEMENT

Packung 40 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 14928

Hersteller: Hoffmann Dental Manufaktur

Gewicht: 0.09 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 50 mm

Länge: 51 mm

€ 23,82

Zzgl. MwSt.

Packung 40 ml Flüssigkeit

Zink Phosphat Cement mit Kupferzusatz mit bakteriostatischer Wirkung.

Anwendungsgebiete

Zur definitiven Befestigung von Kronen, Brücken und Inlays, zur Befestigung von orthodontischen Bändern, Einzementierung von Wurzelstiften und Schrauben, Unterfüllungszement.