



## Flexitime® Bite

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche



Artikelnr.: 15156  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.298 kg  
Höhe: 125 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 115 mm

**€ 51,43**

Zzgl. MwSt.

### Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Bissregistriermaterial

*Flexitime® Bite* ist ein scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikon Basis. Es ist geeignet sowohl für die universelle Bissregistrierung als auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten für die CAD/CAM Technologie, z. B. zur Fertigung von Vollkeramik Restaurationen. *Flexitime® Bite* zeichnet sich aus durch die extra hohe Endhärte von Shore D 40 zur Vermeidung von unerwünschtem Federn bei der Zuordnung der Kiefermodelle.

- Ausgeprägte Thixotropie
- Scanbarkeit für die puderfreie 3D- Datenerfassung
- Extrem schnell - Abbindezeit von 1 Minute
- Angenehm mit Skalpell zu beschneiden und fräsbar
- Sahneartige Konsistenz
- Standardbissregistratur in Schlussbissstellung
- Beschichtung von Bissgabeln
- Schlüsselmaterial für Stützstiftregistratur
- Herstellung kleiner Modellsegmente