



Bifix SE

Set



Artikelnr.: 15160
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.203 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 210 mm
Länge: 212 mm

€ 141,56

Zzgl. MwSt.

Set 3 x 5 g Spritze (universal, transparent, weiß-opak), Zubehör

Dualhärtendes selbstadhäsives Befestigungssystem auf Composite Basis.

- Kein Ätzen, kein Bonden
- Kurze intraorale Abbindezeit
- Einfachste Überschussentfernung
- Ausgezeichnete Biokompatibilität