



IPS Empress® Direct Color / Opaque

Spritze 1 g honiggelb



Artikelnr.: 15573
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 75 mm
Länge: 142 mm

€ 23,37

Zzgl. MwSt.

Spritze 1 g honiggelb

IPS Empress® Direct Color - für die hochästhetische Versorgung - ist ein Lichthärtendes Charakterisierungsmaterial für die individuelle Farbcharakterisierung bei der direkten und indirekten Füllungstherapie.

IPS Empress® Direct Opaque ist ein Lichthärtendes Opaquermaterial zur Abdeckung von Metalloberflächen bei intraoralen Reparaturen defekter Keramik- oder Composite- Verblendungen.