



alphasil® PERFECT TEC A 85

Dose 900 ml



Artikelnr.: 15609
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 1.78 kg
Höhe: 138 mm
Breite: 128 mm
Länge: 130 mm

€ 16,68

Zzgl. MwSt.

Dose 900 ml Silikon-Knetmaterial

Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte, Shore A 85, Detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebefrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig, schnellabbindend. Z. B. geeignet für Vorwälle bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten, Fixationen etc. nicht abfärbend. Endhärte, Shore A 85, Farbe blau.