



Impregum™ Penta™

Intro Kit für P3



Artikelnr.: 15631

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 1.14 kg

Höhe: 113 mm

Breite: 158 mm

Länge: 196 mm

€ 185,74

Zzgl. MwSt.

Intro Kit 300 ml Basispaste, 60 ml Katalysator, 1 Impregum Penta Kartusche für P3, 10 Mischkanülen rot, 1 Elastomerspritze, 17 ml Polyether Adhesive, für Pentamix 3

Dank 3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial übernehmen Sie selbst bei schwierigen Fällen die Kontrolle. Es ist im Applikationssystem und in der Viskosität Ihrer Wahl erhältlich. Es zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeitstoleranz aus und eignet sich ideal für komplexe Fälle. Eine ausreichende Verarbeitungszeit, hervorragende Fließfähigkeit und die intrinsische Hydrophilie ermöglichen auf Anrieb präzise Abformergebnisse.

- Die einzigartige Feuchtigkeitstoleranz gewährleistet eine exzellente Detailwiedergabe und blasenfreie Abformungen, selbst im feuchten Milieu.
- Dank einer über den gesamten Verarbeitungszeitraum hinweg konstanten Fließfähigkeit geeignet für langspannige Versorgungen und komplexe Fälle
- Das „Snap-Set“- Abbindeverhalten minimiert das Risiko von Verzügen – für passgenaue Restaurationen
- Die Rigidität des Materials nach dem Abbinden stellt eine präzise Übertragung der Implantatposition mittels Abformpfosten sicher
- Erhältlich in verschiedenen Viskositäten, Abbindezeiten und Applikationssystemen für Monophasen- sowie einzeitige Abformtechniken (Heavy-Body-/Light-Body-Technik)
- Erhöhen Sie die Abformgenauigkeit, indem Sie 3M™ Adstringierende Retraktionspaste applizieren – für Feuchtigkeitskontrolle bei jedem Schritt und eine gewebeschonende Retraktion der Gingiva