



## Perma Sharp™ Polyester

Packung 12 Stück grün, 45 cm, C-6, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, 18,7 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 15940  
Hersteller: Hu-Friedy  
Gewicht: 0.085 kg  
Höhe: 66 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 140 mm

**€ 48,42**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Folien grün, Fadenlänge: 45 cm, C-6, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, Bogenlänge: 18,7 mm, USP 4/0

*Perma Sharp™* Nahtmaterial wurde speziell für dentale Anwendungen entwickelt und gestattet einen effizienten und zuverlässigen Wundverschluss.

Polyester-Nahtmaterial wird aus Polyethylenterephthalat-Polymeren hergestellt. Ausgezeichnete Zugfestigkeit und geringere Gewebereaktion als geflochtene Seide.

- Edelstahl der Serie 300, die ideale Legierung für zahnärztliche Nähnadeln, sorgt Stich für Stich für eine feste, scharfe Nadel
- Hergestellt aus einer festeren Legierungszusammensetzung, die eine höhere Duktilität gewährleistet – ein Biegen der Nadel führt seltener zu deren Bruch
- Die feinere Spitzengeometrie ermöglicht ein gleichmäßiges Eindringen ins Gewebe, bei dem bis zu 20 % weniger Kraft aufgewendet werden muss als bei anderen Nadeln
- Lasergebohrte Nadeln für geringere Gewebeschäden
- Geflochten
- Grün
- Nicht resorbierbar