



## HERAVEST® Speed

Karton 35 x 160 g Beutel



Artikelnr.: 15954  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 6.073 kg  
Höhe: 185 mm  
Breite: 275 mm  
Länge: 230 mm

**€ 86,27**

Zzgl. MwSt.

**Karton 35 x 160 g Beutel Einbettmasse**

*HERAVEST® Speed* ist eine graphitfreie phosphatgebundene Einbettmasse für die Schnellaufheizung in der K + B-Technik. Nach einer Abbindezeit von 15 Minuten nach dem Ausgießen kann die Gußkuvette in den Vorwärmeofen gestellt werden, der bereits die jeweilige Vorwärmtemperatur erreicht haben muss.

Vorteile

- Termingebundene Arbeiten
- Reparaturarbeiten unter Zeitdruck