



## Komposite Polierer 9526

Packung 5 Stück hellgrün, RA, Figur 300, 10,5 mm, ISO 047



Artikelnr.: 16099

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

**€ 18,23**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Polierer hellgrün, RA, Figur 300, Kopflänge: 10,5 mm, ISO 047

2 Stufen Poliersystem zum Polieren von Kompositen.

- 1. Stufe - grün - Vorpolitur
- 2. Stufe - hellgrün - Politur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.