



## Cerapol Super

Packung 12 Stück grau, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 050



Artikelnr.: 16103  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.022 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 93 mm  
Länge: 11 mm

**€ 15,18**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Polierer grau, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 050

Polierer für alle keramischen Füllungen, Teil- und Vollkronen - Restaurationen. Zur Hochglanz - Politur von Keramik - Oberflächen, für natürlichen Glanz ohne Polierpaste. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 5.000 U/min.