



Composi-Tight® 3D

Nachfüllpackung 50 Bänder groß-zervikal, M300



Artikelnr.: 16221

Hersteller: Garrison Dental Solutions

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 46 mm

Länge: 78 mm

€ 63,26

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 50 Bänder groß-zervikal, M300

Zeichnet sich durch den Soft-Face 3D-Ring aus, der mit seinen konturierten weichen Silikonenden das Matrizenband optimal an den Zahn adaptiert. Das Ergebnis ist eine verbesserte anatomische Form der Restauration bei Klasse II Komposit-Füllungen im Seitenzahnbereich ohne bukkale oder linguale Kompositüberstände.

- Bleitote, dreidimensional konturierte Matrizenbänder in 6 verschiedenen Größen
- Blauer Ring zur Restauration des Eckzahns distal, kurzen und schiefen Zähnen oder über der Kofferdamklammer
- Soft Face 3D Ring für nahezu alle Kavitäten im Seitenzahnbereich