



## Keramische Schleifer R

Packung 12 Stück rosa mittel, HP, Figur 107, 12 mm, ISO 050



Artikelnr.: 16305  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 45 mm  
Breite: 39 mm  
Länge: 39 mm

**€ 15,14**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Schleifer rosa mittel, HP, Figur 107, Kopflänge: 12 mm, ISO 050

Keramische Schleifkörper. Aus rosa Edelkorund. Universalschleifkörper für Metall-Legierungen.

- RM - Körnung mittel, RG - Körnung grob
- Drehzahl opt. 20.000 - 30.000 U/min.
- Anwendungsbereiche: Kronen-/ Brückentechnik, Modellgußtechnik