



Endo Guard

Stück weiß, 13,7 x 1 x 5,6 cm, für 16 Handinstrumente



Artikelnr.: 16446
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.037 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 153 mm
Länge: 112 mm

€ 45,13

Zzgl. MwSt.

Stück Endo Guard weiß, 13,7 x 1 x 5,6 cm, für 16 Handinstrumente

Endo Guards organisieren alle manuellen oder maschinellen Endoinstrumente. Der verschiebbare Slide-Adapter ermöglicht die sichere Dokumentation der Benutzungshäufigkeit der Instrumente. Jeweils integriert ist eine Messlehre und Ablageschwämme. *Endo Guards* sind autoklavierbar.