



## Diamantpolierer 9762

Packung 2 Stück grau fein, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 16467

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

**€ 25,52**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer grau fein, RA, Figur 243, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

2-Stufen System. Diamantpolierer, speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation.

- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.