



Keramische Schleifer G

Packung 12 Stück grün mittel, HP, Figur 168, 10,5 mm, ISO 035



Artikelnr.: 16511
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 39 mm
Länge: 39 mm

€ 9,48

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Schleifer grün mittel, HP, Figur 168, Kopflänge: 10,5 mm, ISO 035

Keramische Schleifkörper. Aus grünem Siliziumcarbide. Dieser Schleifkörper eignet sich für Keramikmaterialien.

- GF- Körnung fein, GM - Körnung mittel
- Drehzahl opt. 20.000 - 30.000 U/min.
- Anwendungsbereiche: Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik