




HYGOBOX

Packung 4 Klebeschilder



Artikelnr.: 16737

Hersteller: Dürr Dental

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 96 mm

Länge: 105 mm

€ 8,11

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Klebeschilder

Robuste, widerstandsfähige Transport- und Desinfektions-Box mit 3 Liter Fassungsvermögen.

- Ergonomisch geformte Tragegriffe für sicheren Transport
- Kippsichere Abtropfposition für den integrierten Siebeinsatz
- Kein Verhaken der Instrumente durch speziell geformte Lochschlitze
- Abmessungen: (HxBxT) 13,0 x 32,5 x 21,0 cm