



## Denture Adjustment Kit

Kit 1 Fräser, 4 Polierer grau, 1 Polierer gelb



Artikelnr.: 16771  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.066 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 30 mm  
Länge: 73 mm

**€ 24,23**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit 1 Spezial HM Fräser, 4 Polierer grau, 1 Polierer gelb**

Ein in der Praxis unentbehrliches Sortiment zum Entfernen von Druckstellen an Kunststoffprothesen. Dieses Sortiment enthält 1 Spezial HM Fräser zum Abtragen der Druckstelle, 4 graue Siliconpolierer zum Glattschleifen, 1 gelber Siliconpolierer zum Hochglanzpolieren.

Sie erzielen damit eine beachtliche Zeiteinsparung.