



5-in-1 Multifunktions-Komposite Instrument

Stück



Artikelnr.: 16899

Hersteller: Garrison Dental Solutions

Gewicht: 0.036 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 40 mm

Länge: 218 mm

€ 95,24

Zzgl. MwSt.

Stück Füllungsinstrument

TN008

- Stopfer in zwei Größen mit abgerundeten Stirnflächen
- Kugel zur okklusalen Formgestaltung vor der Aushärtung
- Spatel - länger für verbesserten Zugang, nicht zu dick oder zu dünn
- Konisches Instrument zur okklusalen Ausformung

TN009

- Konisches Instrument zur Gestaltung okklusaler Konturen
- Stopfer in zwei Größen mit abgerundeten Stirnflächen
- Zwei Interproximalspatel mit unterschiedlicher Ausrichtung der extradünnen Spatel