



## Black Cobra B833

Packung 5 Stück FG, Figur 277, 4,2 mm, ISO 023

---



Artikelnr.: 17111

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 52,87**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Diamanten FG, Figur 277, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 023

Die hervorragenden Leistungseigenschaften der Cobra Diamanten werden durch die besondere CARBOCER® (diamond-like carbon) Beschichtung noch optimiert. Durch ein spezielles Verfahren wird den Cobra Diamanten eine diamantähnliche Kohlenstoffschicht appliziert. Diese sorgt für extreme Härte, geringen Verschleiß, niedrigste Reibwerte sowie Korrosionsfestigkeit bei gleichbleibenden Oberflächeneigenschaften.

- Kronenpräparation