



## Bohrerständer 2813

Stück Deckel (B x H x T) 163 x 43 x 107 mm

---



Artikelnr.: 17392  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.133 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 161 mm  
Länge: 82 mm

**€ 25,09**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Deckel (B x H x T) 163 x 43 x 107 mm

Plexiglas, nicht sterilisierbar. Sockel für 25 Hand- oder 25 Winkelstück-Instrumente und 25 FG-Instrumente.