



## Bohrerständer 2807

Stück Deckel (B x H x T) 163 x 62 x 107 mm

---



Artikelnr.: 17400  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.171 kg  
Höhe: 111 mm  
Breite: 67 mm  
Länge: 173 mm

**€ 24,18**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Deckel (B x H x T) 163 x 62 x 107 mm

Plexiglas, nicht sterilisierbar. Sockel für 50 Hand- oder 50 Winkelstück-Instrumente.