



Dublisil® 20

Karton 5,1 | Kanister A, 5,1 | Kanister B



Artikelnr.: 17402
Hersteller: Dreve Dentamid
Gewicht: 13.27 kg
Höhe: 225 mm
Breite: 270 mm
Länge: 307 mm

€ 342,43

Zzgl. MwSt.

Karton 5,1 Liter Kanister A, 5,1 Liter Kanister B

Dubliersilikon mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art.

- Endhärte: 20 Shore A
- Mittlere Endhärte für stabile Dublierformen bei z. B. Geschiebe- und Fräsarbeiten
- Komponente A = weiß, B = pink