



HYGENIC® Fiesta® Klammern

Stück mit Flügel, für unregelmässig geformte Molaren, 14A



Artikelnr.: 17437
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 71 mm
Länge: 108 mm

€ 16,14

Zzgl. MwSt.

Stück Klammer mit Flügel, für unregelmässig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren, 14A

Fiesta® Klammern mit Farbcode.

Jede Klammer ist individuell farblich gekennzeichnet für die einfache, fehlerfreie Anwendung. Für die praktische Aufbewahrung werden die Klammern auf die farblich passenden Halterungen des Steriständers aus rostfreiem Stahl platziert.