



## Montierte Bürste

Packung 12 Stück Pferdehaar hart, Rad, Ø 19 mm



Artikelnr.: 17456  
Hersteller: Becht  
Gewicht: 0.035 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 76 mm  
Länge: 102 mm

**€ 10,33**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Bürsten Pferdehaar hart, Rad, Ø 19 mm

Gezahnte Bürste

zur Hochglanzpolitur von Keramik und Composite.

- 293.1 - zur Hochglanzpolitur von Keramik und Composite.
- 294.1 - Vorpolitur Kunststoffe, Edelmetall / NEM / Modellguss
- Drehzahl 15.000 U/min.

Montierte Bürsten

- 1100.1 - Vorpolitur Kunststoff, Politur Keramik, Composites, Edelmetall / NEM / Modellguss
- 1112.1 - Vorpolitur Kunststoff, Politur Keramik, Composites, Edelmetall / NEM / Modellguss
- Drehzahl max. 16.000 U/min.