



R-SI-LINE® MISCHKANÜLE SN

Beutel 50 Stück rosa/weiß



Artikelnr.: 17471

Hersteller: R-Dental

Gewicht: 0.132 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 160 mm

Länge: 220 mm

€ 40,71

Zzgl. MwSt.

Beutel 50 Mischkanülen rosa/weiß

- Mischungsverhältnis 1:1/2:1
- Neue, innovative T-Mischkanüle
- Für mittelviskose, mittelfließende Abformmaterialien
- Rosa Verschluss
- Weiße Spirale