



## Hemostatic Applikationsspritze

Packung 20 Stück



Artikelnr.: 17506  
Hersteller: Ultradent Products  
Gewicht: 0.053 kg  
Höhe: 38 mm  
Breite: 156 mm  
Länge: 194 mm

**€ 10,70**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 20 Leerspritzen

*Hemostatic Applikationsspritze .*

- Luer-Lock-Gewinde für sichere Befestigung der Tips
- Farbiger Kunststoff schützt lichtempfindliche Materialien

Diese Spritze eignet sich zur Applikation aller Hämostatika von Ultradent Products.