



QuiXfil®

Vorratspackung 100 x 0,28 g Compute universal



Artikelnr.: 17541
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.202 kg
Höhe: 82 mm
Breite: 162 mm
Länge: 210 mm

€ 370,69

Zzgl. MwSt.

Vorratspackung 100 x 0,28 g Compute universal

Das speziell für die Bulk-Fülltechnik im Seitenzahnbereich entwickelte Komposit-Füllungsmaterial mit mehr als 10 Jahren klinischem Erfolg ermöglicht eine vereinfachte und schnelle Füllungstechnik ohne Kompromisse bei Sicherheit und Langlebigkeit. *QuiXfil®* zeichnet sich aus durch einen hohen Füllstoffanteil, eine hohe Abrasionsfestigkeit sowie eine geringe Schrumpfung, was speziell für kaukrafttragende Seitenzahnfüllungen bedeutsam ist. *QuiXfil®* klebt nicht und lässt sich ganz einfach bis zur Kaufläche modellieren. Die Transluzenz der Universalfarbe bietet eine hohe Aushärtetiefe von 4 mm in nur 10 Sekunden. Der Inhalt von 0,28 g pro Compute ist auch bei besonders tiefen Kavitäten ausreichend.