



RONDOflex Pulver

Flasche 1.000 g 50 µm



Artikelnr.: 17716
Hersteller: KaVo
Gewicht: 1.053 kg
Höhe: 200 mm
Breite: 77 mm
Länge: 78 mm

€ 46,40

Zzgl. MwSt.

Flasche 1.000 g Pulver 50 µm

Auswahl zwischen 2 Korundpulvern mit unterschiedlicher Körnung - farblich klar gekennzeichnet.

- Partikelgröße 27µm bietet eine gute Abtragsleistung bei Schemlz, Dentin und Komposit. Gute Abtragsleistung und kleine Oberflächenrauheit.
- Partikelgröße 50µm bietet eine hohe Abtragsleistung bei Kronen und Brackets, für Metall und Keramik. Höhere Abtragsleistung und größere Oberflächenrauheit.