

MixStar-eMotion

Stück



Artikelnr.: 17789

Hersteller: DMG

Gewicht: 0.5 kg

€ 1.344,53

Zzgl. MwSt.

Stück Anmischgerät

Der *MixStar-eMotion* steht für die neuste Generation vollautomatischer Anmischung - einfacher, schneller, sicher. Die höchste von drei wählbaren Geschwindigkeiten ermöglicht eine doppelt so schnelle Ausbringung wie sein Vorgänger, der *MixStar*. Mit zwei Timern können die Verarbeitungszeit und die Mundverweildauer eingestellt und in Programmen gespeichert werden. Eine serielle Schnittstelle ermöglicht die Aktualisierung der Software via Internet.

Die Vorteile

- Einfache Bedienung und schnelles Arbeiten
- Drei verschiedene Geschwindigkeiten
- Doppelt so schnelle Ausbringung wie der bisherige *MixStar*
- Programme mit zwei Timern für Verarbeitungszeit und Mundverweildauer
- Vollautomatisch
- Mit Schlauchbeuteln oder Kartuschen nutzbar