



Diamantschleifer H 250

Packung 5 Stück HP, Figur 250, 10 mm, ISO 012



Artikelnr.: 18055
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 60 mm
Länge: 99 mm

€ 27,41

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer HP, Figur 250, 10 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Max. Drehzahl (ISO 005 - 065) 50.000 U/min., opt. Drehzahl 25.000 U/min.