



Rebilda DC 10g QuickMix Spritze fluoreszierend dentin Pa

Packung 10 g QuickMix Spritze dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4



Artikelnr.: 18210
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.063 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 46 mm
Länge: 151 mm

€ 62,04

Zzgl. MwSt.

Packung 10 g QuickMix Spritze dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4

Dualhärtendes, fließfähiges, adhäsives Stumpaufbausystem auf Composite-Basis.

Indikation

- Adhäsiver Stumpaufbau von vitalen und devitalen Zähnen
- Schnelle Verarbeitung durch Lichthärtung
- Sichere Verarbeitung durch zusätzliche chemische Härtung
- Materialersparnis durch optimierte Mischer
- Hohe Haftung durch Systembond - weniger parapulpäre Stifte