



MOLDAVEST Master

Karton 45 x 450 g Beutel



Artikelnr.: 18236

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 21 kg

€ 136,17

Zzgl. MwSt.

Karton 45 x 450 g Beutel Einbettmasse

MOLDAVEST Master

Einbettmasse für die Modellgusstechnik mit programmgesteuertem Vorwärmprozess. Glatte Oberflächen, exzellente Passung.

MOLDAVEST Master run

Einbettmasse für die Modellgusstechnik mit Schnellaufheizung. Glatte Oberflächen, exzellente Passung.