



## Diamanten 801

Packung 3 Stück Standard, HP, Figur 001, ISO 023



Artikelnr.: 18356  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 49 mm

**€ 4,73**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Diamanten Standard, HP, Figur 001, ISO 023

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik